

## Tilgjengelig i et bredt utvalg av størrelser for kvinner

Med og uten integrert pose

### Nå tilgjengelig på Blå resept.

| Størrelse (Ch) | 17 cm Nelaton | 17 cm Nelaton<br>Med integrert pose | Stk per eske |
|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| 8 Ch           | 88081/ 821536 | 86081/ 858490                       | 30           |
| 10 Ch          | 88101/ 989391 | 86101/ 978983                       | 30           |
| 12 Ch          | 88121/ 881389 | 86121/ 834797                       | 30           |
| 14 Ch          | 88141/ 813833 | 86141/ 966024                       | 30           |



Infyna intermitterende kateter til bruk for kvinner og barn som trenger hjelp til å tømme blæren for urin

- Klart-til-bruk, engangs intermitterende kateter
- Hydrofilt, ferdigfuktet
- 2 ultralydpolerte kateterøyne
- Fargekodet tømme-stuss
- Uten lateks og ftalater

#### REFERANSER

1. Data on file. Loose water in Onli and competitor products packaging study. Hollister. 2015.
2. Data on file. Analysis of potential loose liquid to stain clothing for Onli and competitor products. Hollister. 2015.



Hvordan tømme blæren med  
Infyna / Infyna Plus kateter

## Kateterisering gjør deg ikke til en pasient.

Dansac and Hollister Norge  
Postboks 73, 1377 Billingstad  
Tlf 66 77 66 50  
[kundeservice.norge@hollister.com](mailto:kundeservice.norge@hollister.com)  
[www.hollister.no](http://www.hollister.no)




## Infyna gir en annerledes opplevelse av kateterisering

Vi har hørt på dere og laget et kateter som møter brukernes behov.




Her er noe av det vi har gjort for å gjøre opplevelsen av kateterisering annerledes:



### Klart til bruk uten søl<sup>1</sup>

- Steril "vanndampsteknologi" (Vaporphilic technology) gir et ferdigfuktet, klart-til-bruk, hydrofilt kateter, uten behov for å tilsette vann
- Ferdigfuktet membran. Hygienisk og avansert prehydrering gjør at Infyna er klart til bruk når pakningen åpnes



### Setter ikke flekker

- Etterlater ikke flekker på klærne dine<sup>2</sup>



### Berøringsfri kateterisering

- Designet for mer kontroll og behagelig innføring



### Åpnes med trygghet

- Brukervennlig forpakning, selv for de med nedsatt håndfunksjon
- Stort fingerhull med rivestripe bidrar til enkel åpning

**NYHET!**  
For kvinner.

En annerledes  
opplevelse med  
Infyna.

Klart til bruk

