

Tilgjengelig i et bredt utvalg av størrelser for kvinner

Med og uten integrert pose

Nå tilgjengelig på Blå resept.

Størrelse (Ch)	17 cm Nelaton	17 cm Nelaton Med integrert pose	Stk per eske
8 Ch	88081/ 821536	86081/ 858490	30
10 Ch	88101/ 989391	86101/ 978983	30
12 Ch	88121/ 881389	86121/ 834797	30
14 Ch	88141/ 813833	86141/ 966024	30



Infyna intermitterende kateter til bruk for kvinner og barn som trenger hjelp til å tømme blæren for urin

- Klart-til-bruk, engangs intermitterende kateter
- Hydrofilt, ferdigfuktet
- 2 ultralydpolerte kateterøyne
- Fargekodet tømmevolum
- Uten lateks og ftalater

REFERANSER

1. Data on file. Loose water in Onli and competitor products packaging study. Hollister. 2015.
2. Data on file. Analysis of potential loose liquid to stain clothing for Onli and competitor products. Hollister. 2015.



Hvordan tømme blæren med
Infyna / Infyna Plus kateter

Kateterisering gjør deg ikke til en pasient.

Dansac and Hollister Norge
Postboks 73, 1377 Billingstad
Tlf 66 77 66 50
kundeservice.norge@hollister.com
www.hollister.no




Infyna gir en annerledes opplevelse av kateterisering

Vi har hørt på dere og laget et kateter som møter brukernes behov.




Her er noe av det vi har gjort for å gjøre opplevelsen av kateterisering annerledes:



Klart til bruk uten søl¹

- Steril "vanndampsteknologi" (Vaporphilic technology) gir et ferdigfuktet, klart-til-bruk, hydrofilt kateter, uten behov for å tilsette vann
- Ferdigfuktet membran. Hygienisk og avansert prehydrering gjør at Infyna er klart til bruk når pakningen åpnes



Setter ikke flekker

- Etterlater ikke flekker på klærne dine²



Berøringsfri kateterisering

- Designet for mer kontroll og behagelig innføring



Åpnes med trygghet

- Brukervennlig forpakning, selv for de med nedsatt håndfunksjon
- Stort fingerhull med rivestripe bidrar til enkel åpning

NYHET!
For kvinner.

En annerledes
opplevelse med
Infyna.

Klart til bruk

