



Utformet for diskresjon



Infyna ChicTM
Intermittent Catheter

 Hollister.

Continence Care

Et brukervennlig kateter som bidrar til økt trygghet i hverdagen




- Beholderen kan åpnes og lukkes med én hånd
- Klart til bruk, hydrofilt intermitterende kateter
- Fuktig hydrofil overflate og riktig fasthet for komfortabel, enkel og berøringsfri innføring
- Gjennomsiktig kateter for enkel observasjon etter kateterisering
- Katetrets lengde bidrar til å forsikre om at blæren er fullstendig tømt
- Katetret kan kobles til urinoppsamlingspose uten å fjernes fra beholderen



Enkelt å åpne
med kun én hånd

Enkelt å gripe og
ta ut fra beholderen



Lekker ikke når
beholderen lukkes
etter bruk



Resirkulerbart etui



PVC fri



Laget med
11 % mindre plast

Utviklet i samarbeid med kvinner - for kvinner

Vi vet at selv små detaljer utgjør en stor forskjell.
Infyna Chic™ katetret er feminint, med en diskré farge
og et tiltalende design.

Katetret kommer i forskjellige størrelser fra 8-14 Ch
(Charrières), i 4 pastellfarger på tømestussen.



Før bruk, vennligst les pakningsvedlegget vedrørende tiltenkt bruk,
kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.

Dansac and Hollister Norge
Telefon: 66 77 66 50
kundeservice.norge@hollister.com
www.hollister.no/infynachic



Scan for å besøke
www.hollister.no/infynachic