



Utviklet med brukervennlighet i fokus



Infyna™
Intermittent Catheter

 Hollister.

Continence Care

Et brukervennlig kateter som bidrar til økt trygghet i hverdagen



- Hydrofilt intermitterende kateter - klart til bruk
- To fingerhull som bidrar til enklere åpning av emballasjen
- Enkel berøringsfri innføring
- Ferdigfuktet med en hydrofil overflate for enkel innføring og uttrekking
- Gjennomsiktig kateter for enklere observasjon etter kateterisering
- Lengden på katetret kan bidra til å sikre at blæren er fullstendig tømt
- Fleksibel tømmestuss som sikrer bedre kontroll på urinstrømmen



Pakning som er
enkel å åpne

Klart til bruk



Fleksibel
tømmestuss



PVC fri



Opptil 38 %
lettere pakning

Utviklet i samarbeid med kvinner - for kvinner

Vi vet at selv små detaljer utgjør en stor forskjell.
Infyna™ katetret er enkelt og komfortabelt i bruk.

Katetret er 17 cm langt og er tilgjengelig i Ch (Charrières)
8, 10, 12 og 14, med fire ulike pastellfarger på tømmebussen.



Før bruk, vennligst les pakningsvedlegget vedrørende tiltenkt bruk,
kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.

Dansac and Hollister Norge
Telefon: 66 77 66 50
kundeservice.norge@hollister.com
www.hollister.no/infyna



Scan for å besøke
www.hollister.no/infyna