



Produktoversikt

Stomiutstyr og tilbehør



Ostomy Care
Healthy skin. Positive outcomes.

Healthy Skin. Positive Outcomes.

Hollister har som mål å utvikle innovative produkter av høy kvalitet som gjør det enklere for både pasienter og helsepersonell.

I denne produktkatalogen finner du produktene våre inndelt etter type av hudplate; CeraPlus hudplate med Remois teknologi*, SoftFlex hudplate og FlexWear hudplate. Hver seksjon starter med en kort beskrivelse av hudplaten, så finner du endels serien ModermaFlex og så todelte serien Conform 2. Til slutt i katalogen finner du Post-op, drenasjeposer, Pouchkins barneposer og tilbehør.

For spørsmål eller mer informasjon om våre produkter, kontakt gjerne vår kundeservice.

Telefon: 66 77 66 50

Mandag - fredag: 08.00–16.00

e-post: kundeservice.norge@hollister.com
www.hollister.no



*Remois er en teknologi fra Alcare Co., Ltd

Innhold

Forord	2	FlexWear hudplate	29
Oversikt over hudplater	5	Tømbar pose - flat	31
CeraPlus hudplate	6	Tømbar pose - soft konveks	32
Lukket pose - flat	8	Tømbar pose - konveks	33
Lukket pose - konveks	9	Hudplate - flat	34
Tømbar pose - flat	10	Hudplate - konveks	36
Tømbar pose - soft konveks	11	Conform 2 2-delt poser	38
Tømbar pose - konveks	12	Conform 2 lukket pose	39
Urostomi flerkammerpose - konveks	13	Conform 2 tømbar pose	40
Hudplate - flat	14	Conform 2 urostomi flerkammerpose	41
Hudplate - soft konveks	15	Conform 2 urostomi enkkammerpose	42
Hudplate - konveks	16	Urostomi - kompletterende produkter	43
SoftFlex hudplate	17	Adapt tilbehør	44
Lukket pose - flat	19	Adapt CeraRing	45
Lukket pose - soft konveks	20	Adapt tetningsringer	46
Lukket pose - konveks	21	Adapt øvrig tilbehør	47
Tømbar pose - flat	22	Fekalpose	49
Tømbar pose - konveks	23	Post-op og drenasjeposer	50
Urostomi flerkammerpose - flat	24	Moderma Flex Post-op	51
Urostomi flerkammerpose - konveks	25	Conform 2 Post-op	51
Urostomi enkkammerpose - flat	26	Hollister drenasjeposer	51
Urostomi enkkammerpose - konveks	27	Universalport for kateter (pyramiden)	51
Hudplate - flat	28	Pouchkins barneserie	52
		Pouchkins barneposer	53



Produktoversikt

Oversikt over hudplater

		CeraPlus hudplate	SoftFlex hudplate	Flexwear hudplate
1-dels lukkede poser	Flat	X	X	
	Soft konveks	X	X	
	Konveks	X	X	
1-dels tømbare poser	Flat	X (med tapekant)	X	X (med tapekant)
	Soft konveks	X (med tapekant)		X (med tapekant)
	Konveks	X (med tapekant)	X	X (med tapekant)
2-delt hudplater	Flat	X (med og uten tapekant)	X	X (med og uten tapekant)
	Soft konveks	X (med tapekant)		
	Konveks	X (med og uten tapekant)		X (med og uten tapekant)

CeraPlus hudplate

Bidrar til sunn hud

fra dag én



Å opprettholde en sunn peristomal hud er av avgjørende betydning for personer med stomi. Hudens tilstand påvirker i høy grad hvor godt hudplaten fester, i tillegg til personens generelle velvære og livskvalitet.

CeraPlus hudplate er infusert med Ceramid, et lipidmolekyl som finnes naturlig i huden. Ceramidens rolle i huden er å binde sammen de ytre hudcellene for å danne en beskyttende barriere som hjelper huden å beholde sin naturlige fuktighetsbalanse. CeraPlus hudplate kan redusere den potensielle forekomsten av peristomale hudkomplikasjoner fra starten av^{1,2}.

CeraPlus hudplate er utviklet for å:

- Beskytte hudens naturlige fuktighetsbarriere
- Opprettholde sunn peristomal hud
- Redusere transepidermalt vanntap (TEWL) som ellers kan føre til tørr og skadet hud

CeraPlus hudplater har tapekant på endels poser og finnes både med og uten tapekant på i todeltsortimentet. Tapekanten kan forebygge at hudplaten løsner i kantene og redusere behovet for ytterlige kantforsterkning. Den gir en tynn og smidig kant som fester godt ved anatomiske utfordringer som for eksempel hudfolder eller arr.

1. 40.5% hadde peristomale hudkomplikasjoner i behandlingsgruppen vs 55.4% i kontrollgruppen, $p=0.069$.
(Ikke statistisk signifikant)

2. Colwell et al, 2018, A randomized controlled trial determining variances in ostomy skin conditions and the economic impact (ADVOCATE), Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing, 45(1), 37-42

Moderma Flex

CeraPlus lukket pose – flat



Midi
550 ml

Hullstørrelse mm	Pose	Art. nr. Varenr.	Antall
25	Beige Inspeksjonsluke	52125 892726	30
30	Beige Inspeksjonsluke	52130 910027	30
35	Beige Inspeksjonsluke	52135 994989	30
✂️ 15-55	Beige Inspeksjonsluke	52100 963906	30

Moderma Flex

CeraPlus lukket pose – konveks



Midi
550 ml

Hullstørrelse mm	Pose	Art. nr. Varenr.	Antall
25	Beige Inspeksjonsluke	52625 957735	30
30	Beige Inspeksjonsluke	52630 837308	30
35	Beige Inspeksjonsluke	52635 915771	30
✂ 15-38	Beige Inspeksjonsluke	52600 825455	30
✂ 15-51	Beige Inspeksjonsluke	52601 838123	30

Moderma Flex

CeraPlus tømbar pose – flat med tapekant



Hullstørrelse mm	Pose	Midi 450 ml	Maxi 650 ml	Antall
		Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	
25	Beige Inspeksjonsluke	54225 860347	54325 882111	30
30	Beige Inspeksjonsluke	54230 819785	54330 825233	30
35	Beige Inspeksjonsluke	54235 880082	54335 965157	30
✂ 15-64	Beige Inspeksjonsluke	54200 889476	54300 897966	30

Moderma Flex

CeraPlus tømbar pose – soft konveks med tapekant



**Midi
450 ml**

**Maxi
650 ml**

Hullstørrelse mm	Pose	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Antall
25	Beige Inspeksjonsluke	54025 883963	54125 886312	30
30	Beige Inspeksjonsluke	54030 900293	54130 856538	30
35	Beige Inspeksjonsluke	54035 984174	54135 822188	30
✂ 15-25	Beige Inspeksjonsluke	54002 845920	54102 815900	30
✂ 15-38	Beige Inspeksjonsluke	54000 953295	54100 834764	30
✂ 15-55	Beige Inspeksjonsluke	54001 874063	54101 978727	30

Moderma Flex

CeraPlus tømbar pose – konveks med tapekant



**Midi
450 ml**

**Maxi
650 ml**

Hullstørrelse mm	Pose	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Antall
25	Beige Inspeksjonsluke	54625 931640	54825 929197	30
30	Beige Inspeksjonsluke	54630 892475	54830 984057	30
35	Beige Inspeksjonsluke	54635 849607	54835 943904	30
✂ 15-25	Beige Inspeksjonsluke	54602 896657	54802 918802	30
✂ 15-38	Beige Inspeksjonsluke	54600 984087	54800 934780	30
✂ 15-51	Beige Inspeksjonsluke	54601 847415	54801 879673	30

Moderma Flex

CeraPlus urostomi flerkammerpose - soft konveks med tapekant



300 ml

Hullstørrelse mm	Pose	Art. nr. Varenr.	Antall
20	Beige Flerkammerpose	59820 987472	10
25	Beige Flerkammerpose	59825 990866	10
30	Beige Flerkammerpose	59830 859048	10
✂ 13-25	Transparent Flerkammerpose	59900 988731	10
✂ 13-38	Transparent Flerkammerpose	59901 818927	10
✂ 13-55	Transparent Flerkammerpose	59902 934883	10

Conform 2

CeraPlus hudplate - flat



Uten tapekant Hullstørrelse mm	Ringstørrelse mm	Art. nr. Varenr.	Antall
✂ 13-30	■ 45	14200 829814	5
✂ 13-40	■ 55	15200 848043	5
✂ 13-55	■ 70	17200 857452	5



Med tapekant Hullstørrelse mm	Ringstørrelse mm	Art. nr. Varenr.	Antall
✂ 13-30	■ 45	14500 899725	5
✂ 13-40	■ 55	15500 870149	5
✂ 13-55	■ 70	17500 872607	5

Conform 2

CeraPlus hudplate - soft konveks med tapekant



Hullstørrelse mm	Ringstørrelse mm	Art. nr. Varenr.	Antall
20	 45	14A20 928119	5
25	 45	14A25 944477	5
29	 55	15A29 933504	5
32	 55	15A32 947605	5
 13-25	 45	14A00 867249	5
 13-38	 55	15A00 930770	5
 13-51	 70	17A00 938582	5

Conform 2

CeraPlus hudplate - konveks



Uten tapekant Hullstørrelse mm	Ringstørrelse mm	Art. nr. Varenr.	Antall
✂ 13-25	45	14100 947966	5
✂ 13-38	55	15100 871118	5
✂ 13-51	70	17100 958302	5



Med tapekant Hullstørrelse mm	Ringstørrelse mm	Art. nr. Varenr.	Antall
20	45	14620 869964	5
25	45	14625 813145	5
29	55	15629 860612	5
32	55	15632 834815	5
✂ 13-25	45	14600 877695	5
✂ 13-38	55	15600 842352	5
✂ 13-51	70	17600 961292	5



SoftFlex hudplate

SoftFlex hudplate

SoftFlex hudplate egner seg godt til hyppige plateskift ettersom den er skånsom mot huden. Den er i utgangspunktet tilpasset for stomi output som har fast eller grøtaktig konsistens. SoftFlex hudplate kan også brukes i tilfeller med mer flytende og hyppig stomi output, men for disse brukerne kan man, om ønskelig, forlenge bæretiden ved å velge et stomiutstyr med CeraPlus eller FlexWear hudplate

Moderma Flex

SoftFlex lukket pose – flat



Hullstørrelse mm	Pose	Midi 420 ml	Maxi 600 ml	Antall
		Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	
20	Beige	22120 954037		30
25	Beige	22125 817987	22325 913489	30
30	Beige	22130 852896	22330 936399	30
35	Beige	22135 986055	22335 816333	30
40	Beige	22140 972161		30
45	Beige	22145 875397		30
✂️ 15-55	Beige Inspeksjonsluke	2214055 874411	2234055 873436	30
✂️ 15-55	Beige	22100 900539	22300 901500	30
✂️ 15-65x77	Beige		22301 903111	30

Moderma Flex

SoftFlex lukket pose – soft konveks



Hullstørrelse mm	Pose	Midi 420 ml	Maxi 600 ml	Antall
		Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	
25	Beige Inspeksjonsluke	2261125 910127	2281125 806178	30
30	Beige Inspeksjonsluke	2261130 918106	2281130 884827	30
35	Beige Inspeksjonsluke	2261135 927984	2281135 880545	30
40	Beige Inspeksjonsluke	2261140 982320		30
☞ 13-38	Beige Inspeksjonsluke	2261038 802111		30
☞ 13-55	Beige Inspeksjonsluke	2261055 984473	2281055 908281	30

Moderma Flex

SoftFlex lukket pose – konveks



**Maxi
600 ml**

Hullstørrelse mm	Pose	Art. nr. Varenr.	Antall
20	Beige	22820 879001	30
25	Beige Inspeksjonsluke	2283125 985386	30
25	Beige	22825 803905	30
30	Beige Inspeksjonsluke	2283130 953403	30
30	Beige	22830 914741	30
35	Beige Inspeksjonsluke	2283135 912900	30
35	Beige	22835 907939	30
✂ 15-38	Beige	22800 864379	30

Moderma Flex

SoftFlex tømbar pose – flat



**Mini
280 ml**

**Midi
550 ml**

**Maxi
650 ml**

Hullstørrelse mm	Pose	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Antall
20	Beige		28220 839231	28320 878947	30
25	Beige	28125 913762	28225 905919	28325 803861	30
30	Beige	28130 936638	28230 875561	28330 914698	30
35	Beige	28135 816518	28235 952716	28335 907902	30
40	Beige		28240 851173	28340 931276	30
✂ 15-55	Beige	28100 902103	28200 867782	28300 845072	30
✂ 15-55	Beige Inspeksjonsluke		2824055 824357	2834055 855317	30
✂ 15-55	Transparent			28400 900578	30
✂ 15-65x75 oval	Beige Inspeksjonsluke			2834001 818230	30
✂ 15-65x75 oval	Beige			28301 922393	30

Moderma Flex

SoftFlex tømbar pose – konveks



**Maxi
650 ml**

Hullstørrelse mm	Pose	Art. nr. Varenr.	Antall
20	Beige Inspeksjonsluke	2683120 812736	30
20	Beige	26820 941549	30
25	Beige Inspeksjonsluke	2683125 840589	30
25	Beige	26825 893662	30
30	Beige	26830 901879	30
35	Beige Inspeksjonsluke	2683135 967323	30
35	Beige	26835 842433	30
☞ 15-38	Beige Inspeksjonsluke	2683038 883782	30
☞ 15-38	Beige	26800 972222	30
☞ 15-51	Beige	26801 875665	30

Moderma Flex

SoftFlex urostomi flerkammerpose - flat



300 ml

Hullstørrelse mm	Pose	Art. nr. Varenr.	Antall
20	Beige Flerkammerpose	2919120 887607	30
25	Beige Flerkammerpose	2919125 940544	30
30	Beige Flerkammerpose	2919130 959747	30
35	Beige Flerkammerpose	2919135 871789	30
✂ 15-55	Beige Flerkammerpose	2919055 804558	30
✂ 15-55	Transparent Flerkammerpose	2959055 880631	30

Moderma Flex

SoftFlex urostomi flerkammerpose - konveks



300 ml

Hullstørrelse mm	Pose	Art. nr. Varenr.	Antall
20	Beige Flerkammerpose	2929120 836066	10
20	Transparent Flerkammerpose	2939120 960573	10
25	Beige Flerkammerpose	2929125 827024	10
25	Transparent Flerkammerpose	2939125 924591	10
30	Beige Flerkammerpose	2929130 826745	10
30	Transparent Flerkammerpose	2939130 953775	10
35	Beige Flerkammerpose	2929135 976267	10
35	Transparent Flerkammerpose	2939135 856376	10
✂ 15-25	Beige Flerkammerpose	2929025 925844	10
✂ 15-25	Transparent Flerkammerpose	2939025 916206	10
✂ 15-38	Beige Flerkammerpose	2929038 870867	10
✂ 15-38	Transparent Flerkammerpose	2939038 990590	10

Moderma Flex

SoftFlex urostomi enkammerpose - flat



300 ml

Hullstørrelse mm	Pose	Art. nr. Varenr.	Antall
20	Beige Enkammerpose	29120 817989	10
25	Beige Enkammerpose	29125 852899	10
30	Beige Enkammerpose	29130 986057	10
35	Beige Enkammerpose	29135 972163	10
☞ 15-55	Beige Enkammerpose	29100 954039	10
☞ 15-55	Transparent Enkammerpose	29500 900990	10

Moderma Flex

SoftFlex urostomi enkammerpose - konveks



300 ml

Hullstørrelse mm	Pose	Art. nr. Varenr.	Antall
20	Beige Enkammerpose	29220 861045	10
25	Beige Enkammerpose	29225 989091	10
30	Beige Enkammerpose	29230 986142	10
35	Beige Enkammerpose	29235 951965	10
✂ 15-25	Transparent Enkammerpose	29200 843506	10
✂ 15-38	Transparent Enkammerpose	29201 930943	10

Conform 2

SoftFlex hudplate - flat



Hullstørrelse mm	Ringstørrelse mm	Art. nr. Varenr.	Antall
25	■ 45	24225 816098	5
30	■ 45	24230 898531	5
35	■ 55	25235 936114	5
40	■ 55	25240 816100	5
✂ 13-30	■ 45	24200 913193	5
✂ 13-40	■ 55	25200 913195	5
✂ 13-55	■ 70	27200 878897	5



FlexWear hudplate

FlexWear hudplate

FlexWear hudplate passer til litt tøffere forhold. Vi anbefaler den for personer med tyntflytende og hyppig stomi output. Den har høyere kapasitet til å absorbere fukt og mer motstandskraft mot erosjon enn SoftFlex hudplate, hvilket gir forlenget bæretid.

FlexWear hudplate med tapekant

FlexWear hudplate finnes også med tapekant. Denne føyer seg lett etter kroppens bevegelser og sitter sikkert for bidra til å unngå lekkasje. Tapekanten kan også motvirke til at hudplaten ikke løfter seg i kantene og den kan erstatte behovet for en ekstra kantsikring.

Moderma Flex

FlexWear med tapekant tømbar pose – flat



Hullstørrelse mm	Pose	Midi 550 ml Art. nr. Varenr.	Maxi 650 ml Art. nr. Varenr.	Antall
25	Beige		58325 906364	30
30	Beige		58335 953103	30
✂ 15-64	Beige		58300 868385	30
✂ 15-64	Beige Inspeksjonsluge	5625064 934471	5834064 855472	30

Moderma Flex

FlexWear med tapekant tømbar pose – soft konveks



**Midi
550 ml**

Hullstørrelse mm	Pose	Art. nr. Varenr.	Antall
20	Beige Inspeksjonsluke	5681120 803553	30
25	Beige Inspeksjonsluke	5681125 855946	30
30	Beige Inspeksjonsluke	5681130 978514	30
35	Beige Inspeksjonsluke	5681135 806269	30
40	Beige Inspeksjonsluke	5681140 934090	30
✂ 13-25	Beige Inspeksjonsluke	5681025 895149	30
✂ 13-38	Beige Inspeksjonsluke	5681038 859448	30
✂ 13-55	Beige Inspeksjonsluke	5681055 916683	30

Moderma Flex

FlexWear med tapekant tømbar pose – konveks



**Maxi
650 ml**

Hullstørrelse mm	Pose	Art. nr. Varenr.	Antall
20	Beige	56820 937442	30
25	Beige Inspeksjonsluke	56825 817182	30
30	Beige Inspeksjonsluke	56830 899449	30
35	Beige Inspeksjonsluke	56835 868454	30
45	Beige Inspeksjonsluke	56845 906407	30
✂ 15-38	Beige Inspeksjonsluke	56800 903802	30
✂ 15-51	Beige Inspeksjonsluke	56801 922854	30

Conform 2

FlexWear hudplate - flat



Stomistørrelse mm	Ringstørrelse mm	Art. nr. Varenr.	Antall
25	 45	34225 914807	5
30	 45	34230 907999	5
35	 55	35235 931371	5
40	 55	35240 818079	5
 13-20	 35	33200 879084	5
 13-30	 45	34200 803974	5
 13-40	 55	35200 900991	5
 13-89 mm Post-op	 102	38100 901287	5

Conform 2

FlexWear hudplate - flat med tapekant



Stomistorrelse mm	Ringstørrelse mm	Art. nr. Varenr.	Antall
20	 45	34520 921905	5
25	 45	34525 913929	5
30	 45	34530 936780	5
35	 55	35535 898988	5
40	 55	35540 868061	5
✂ 13-20	 35	33500 875804	5
✂ 13-30	 45	34500 902410	5
✂ 13-40	 55	35500 816635	5
✂ 13-55	 70	37500 839479	5
✂ 13-89 mm Post-op	 102	38500 902578	5

Conform 2

FlexWear hudplate - konveks med tapekant



Stomistørrelse mm	Ringstørrelse mm	Art. nr. Varenr.	Antall
20	 45	24320 986172	5
22	 45	24322 839115	5
25	 45	24325 905825	5
29	 55	25329 867660	5
35	 55	25335 972249	5
✂ 13-25	 45	24300 867658	5
✂ 13-38	 55	25300 898533	5
✂ 13-51	 70	27300 907864	5

Conform 2

FlexWear hudplate - konveks med tapekant



Stomistørrelse mm	Ringstørrelse mm	Art. nr. Varenr.	Antall
20	■ 45	34620 842460	5
22	■ 45	34622 875777	5
25	■ 45	34625 952892	5
29	■ 55	35629 864455	5
32	■ 55	35632 845211	5
✂ 13-25	■ 45	34600 906130	5
✂ 13-38	■ 55	35600 851333	5
✂ 13-51	■ 70	37600 879069	5



Conform 2 poser

Conform 2

Lukket pose



		Mini 300 ml	Midi 420 ml	Maxi 600 ml	
Ringstørrelse mm	Farge	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Antall
■ 45	Beige	24410 906158	24400 875472	24420 898733	30
■ 55	Beige	25410 900660	25400 905826	25420 867839	30
■ 70	Beige	27410 825017	27400 931236	27420 839280	30

Conform 2

Tømbar pose



**Mini
350 ml**



**Midi
550 ml**



**Maxi
650 ml**

Ringstørrelse mm	Farge	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Antall
45	Beige		24750 898669	24760 913377	30
45	Transparent			24860 867781	30
55	Beige	25743 906066	25750 867780	25760 936299	30
55	Transparent			25860 839230	30
70	Beige			27760 816250	30
70	Transparent			27860 905918	30

Conform 2

Urostomi flerkammerpose



300 ml

Ringstørrelse mm	Farge	Art. nr. Varenr.	Antall
 45	Beige	24790 962944	10
 45	Transparent	24890 850541	10
 55	Beige	25790 979983	10
 55	Transparent	25890 848999	10
 70	Transparent	27890 857202	10

Conform 2

Urostomi enkammerpose



300 ml

Ringstørrelse mm	Farge	Art. nr. Varenr.	Antall
35	Beige	23730 867656	10
35	Transparent	23830 905823	10
45	Beige	24730 900970	10
45	Transparent	24830 920937	10
55	Beige	25730 952632	10
55	Transparent	25830 900973	10

Urostomi

Kompletterende produkter



Nattpose urostomi



Adapter till urostomiposer

Kompletterende produkter	Art. nr. Varenr.	Antall	Beskrivelse
Hollister nattpose	5550 915324	10	120 cm slange, 2000 ml med tilbakeslagsventil, tømmekean og integrert adapter for Hollisters urostomiposer
Adapter til urostomiposer	7331 839829	10	Passer til alle Hollister urostomiposer



Adapt tilbehør

Adapt CeraRing tetningsring


Adapt flat CeraRing

Diameter mm	Tykkelse mm	Art. nr. Varenr.	Antall
18-48	2.3	8815 929311	10
18-48	4	8805 994326	10



Adapt konveks rund CeraRing

Hullstørrelse mm	Art. nr. Varenr.	Antall
20	89520 821516	10
30	89530 916783	10
40	89540 977583	10



Adapt konveks oval CeraRing

Hullstørrelse mm	Art. nr. Varenr.	Antall
22 x 38	89601 822689	10
30 x 48	89602 918825	10
38 x 56	89603 892630	10



Adapt

Tetningsringer


Adapt flat tetningsring

Diameter mm	Tykkelse mm	Art. nr. Varenr.	Antall
18-48	4	7805 902359	10
18-48	2.3	7815 870555	10
18-98	4	7806 921862	10



Adapt konveks rund tetningsring

Hullstørrelse mm	Stomistørrelse mm	Art. nr. Varenr.	Antall
20	17-26	79520 867961	10
30	27-36	79530 839385	10
40	37-46	79540 906051	10



Adapt konveks oval tetningsring

Hullstørrelse mm	Art. nr. Varenr.	Antall
22 x 38	79601 937866	10
30 x 48	79602 844711	10
38 x 56	79603 956717	10



Adapt

Tilbehør

Adapt pasta

Innehold/tube (gram)	Art. nr. Varenr.	Antall
60	79300 986058	1
14	79301 868077	20



Adapt pastastaver

Art. nr. Varenr.	Antall
79400 901248	10



Adapt Adhesive Remover Spray

Forpakning	Art. nr. Varenr.	Antall
Spray 50 ml	7737 924215	1



Adapt Adhesive Remover Wipes

Forpakning	Art. nr. Varenr.	Antall
Servietter	7760 905830	50



Adapt

Tilbehør

Adapt pulver

Innhold/flaske (gram)	Art. nr. Varenr.	Antall
28.3	7906 817991	1



Adapt barriere krem

Innhold/flaske (ml)	Art. nr. Varenr.	Antall
118	7720 931239	12



Adapt klebeforsterker

Art. nr. Varenr.	Antall
79402 834869	30



Adapt smørende deodorant

Forpakning	Art. nr. Varenr.	Antall
Flaske, 236 ml	78500 898801	1
Engangspakker, 8 ml	78501 867894	50



Adapt belte

Størrelse i cm	Farge	Art. nr. Varenr.	Antall
58-109 (medium)	Beige	7300 816499	1
86-165 (large)	Beige	7299 898873	1



Hollister hudbeskyttende serviett

Forpakning	Art. nr. Varenr.	Antall
Servietter	7917 803818	50



Poseklemmer

Art. nr. Varenr.	Antall
8770 913729	20



Fekalpose

Produkt	Volum	Art. nr. Varenr.	Antall
Fekalpose standard	1000 ml	9821 851683	10
Fekalpose standard	500 ml	9822 851675	10





Post-op og drenasjeposer

Post-op og drenasjeposer

Moderma Flex – tømbar Post-op-pose

Hullstr. mm	Sterilitet	Farge	Art. nr. Varenr.	Antall
✂ 0-70	Usteril	Transparent	20070 901783	20
✂ 0-110	Usteril	Transparent	20110 921503	20
✂ 0-70	Steril	Transparent	21070*	5
✂ 0-110	Steril	Transparent	21110*	5



*Ikke på refusjon

Conform 2 – tømbar Post-op pose og sterilt sett

Ringstr. mm	Farge forside	Art. nr. Varenr.	Antall
■ 55	Transparent	38255 902344	20
■ 70	Transparent	38270 921852	20
■ 102	Transparent	38200 921169	20
■ 102	Transparent	38300*	5



*Sterilt sett inneholdende 1 FlexWear hudplate, 1 pose og 1 poseklemme
Ikke på refusjon

Hollister tømbar drenasjepose

Hullstr. mm	Sterilitet	Farge	Art. nr. Varenr.	Antall
✂ 0-76	Steril	Transparent	9701*	10
✂ 0-95	Steril	Transparent	9702*	10
✂ 0-10x20	Steril	Transparent	9703*	3



*Ikke på refusjon

Universalport for kateter (pyramiden)

Hollister artikkelnr.	Antall
9779*	8



*Ikke på refusjon



Pouchkins barneserie

Pouchkins barneserie

Pouchkins - tømbar nyfødt/prematur pose

Hullstr. mm	Hudplate	Innhold ml	Farge	Art. nr. Varenr.	Antall
✂ 0-15x22	SoftFlex	150	Transparent	3778 922065	15



Pouchkins - tømbar pose

Hullstr. mm	Hudplate	Innhold ml	Farge	Art. nr. Varenr.	Antall
✂ 0-38	SoftFlex	230	Transparent	3796 914059	10



Pouchkins - urostomipose

Hullstr mm	Hudplate	Innhold ml	Farge	Art. nr. Varenr.	Antall
✂ 0-38	SoftFlex	230	Transparent	3797 936892	10



Notater

[illegible]

Notater

[illegible]



Olav Brunborgs vei 4
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 66 50
e-post: kundeservice.norge@hollister.com
www.hollister.com



Før bruk, vennligst les pakningsvedlegget for informasjon om tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og brukerveiledning.

Hollister logoen, "Healthy Skin Positive Outcomes", CeraPlus, CeraRing, Conform 2, FlexWear, Moderma Flex, SoftFlex og Adapt er varemerker tilhørende Hollister Incorporated. ©2020 Hollister Incorporated

5/2020
NO-00031