


Hollister Moderma Flex
og Conform 2
urostomipose for
**maksimal diskresjon
og komfort.**



Har du testet våre urostomi flerkammerposer?

Moderma Flex og Conform 2 har et unikt flerkammerdesign som sikrer en jevn fordeling av urinen i posen og gir en mer diskret fasong. Ventilen er myk og strømlinjeformet for økt komfort. Finnes som Moderma Flex 1 dels flat og konveks i ferdig hullet og oppklippbar og som Conform 2, 2 dels pose som passer alle plater til Hollister.



Felles egenskaper

- Diskret profil
- Myk tappekran med trinnløs regulering
- Ekstra dråpefanger
- Brukes sammen med Hollister nattpose

Ønsker du mer informasjon eller en vareprøve?

Ta kontakt på e-post kundeservice.norge@hollister.com
eller tlf 66 77 66 50. WEB: www.hollister.no